

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

SignalPlus Antibody Enhancer GTX-GTX49999

Artikelname	SignalPlus Antibody Enhancer
Artikelnummer	GTX-GTX49999
Hersteller Artikelnummer	GTX49999
Alternativnummer	GTX49999-50
Hersteller	GeneTex
Kategorie	Biochemikalien
Applikation	WB, ELISA, DOT
Lagerung	2°C to 8°C
Application Verdünnung	Dilute primary antibody in Solution 1 and secondary antibody in Solution 2. We recommend using a 10-fold lower working concentration of primary antibody than is usually required for western blot. Optimal working dilutions should be determined experimen
Anwendungsbeschreibung	Dilute primary antibody in Solution 1 and secondary antibody in Solution 2. We recommend using a 10-fold lower working concentration of primary antibody than is usually required for western blot. Optimal working dilutions should be determined experiment