

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **NanoXact Gold Nanorods - PEG - Peak660 nm 40 nm \* 15 nm, 50 OD in water, NCP-GRGH660-500U**

Artikelname	NanoXact Gold Nanorods - PEG - Peak660 nm 40 nm * 15 nm, 50 OD in water,
Artikelnummer	NCP-GRGH660-500U
Hersteller Artikelnummer	GRGH660-500U
Alternativnummer	NCP-GRGH660-500U
Hersteller	nanoComposix
Kategorie	Sonstiges
Applikation	Plasmonics, Photothermal
Produktbeschreibung	NanoXact Gold Nanorods - PEG - Peak...
Konzentration	50 OD in water