

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### OxiSelect(TM) TBARS Assay Kit (MDA Quantitation) CBL-STA-330

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelname              | OxiSelect(TM) TBARS Assay Kit (MDA Quantitation)  |
| Artikelnummer            | CBL-STA-330   |
| Hersteller Artikelnummer | STA-330   |
| Alternativnummer         | CBL-STA-330   |
| Hersteller               | Cell Biolabs  |
| Kategorie                | Kits/Assays   |
| Applikation              | Colorimetric/Fluorometric   |
| Produktbeschreibung      | The TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances) assay is well-established for screening and monitoring lipid peroxidation. MDA forms a 1:2 adduct with thiobarbituric acid, the MDA-TBA adduct can then be measured. Our OxiSelect(TM) TBARS Assay Kit... |