

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **PepPool: TB (CFP-10) scanning MAB-3625-1**

Artikelname	PepPool: TB (CFP-10) scanning
Artikelnummer	MAB-3625-1
Hersteller Artikelnummer	3625-1
Alternativnummer	MAB-3625-1
Hersteller	MABTECH
Kategorie	Sonstiges
Applikation	ELISpot, FluoroSpot, Stim
Spezies Reaktivität	Human
Produktbeschreibung	Peptide pool for stimulation of cells specific for CFP-10, The CFP-10 scanning pool stimulates T cells to produce e.g. IFN-gamma and can be used in ELISpot and FluoroSpot assays for enumeration of peptide specific T cells. The peptide pool has been v...
Anwendungsbeschreibung	Contents: Peptide pool with 23 peptides, 25 ug of each peptide. Supplied in one vial (lyophilized).