

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **CulGenex Terrific Broth with Glycerol, Dehydrated Culture Media, Mylar Zip-Pouch for 2L HDI-C8150**

Artikelname	CulGenex Terrific Broth with Glycerol, Dehydrated Culture Media, Mylar Zip-Pouch for 2L
Artikelnummer	HDI-C8150
Hersteller Artikelnummer	C8150
Alternativnummer	HDI-C8150
Hersteller	Hardy Diagnostics
Kategorie	Humandiagnostik