

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

CulGenex Terrific Broth with Glycerol, Dehydrated Culture Media, 500g wide mouth bottle HDI-C8151

Artikelname	CulGenex Terrific Broth with Glycerol, Dehydrated Culture Media, 500g wide mouth bottle
Artikelnummer	HDI-C8151
Hersteller Artikelnummer	C8151
Alternativnummer	HDI-C8151
Hersteller	Hardy Diagnostics
Kategorie	Humandiagnostik