

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

CulGenex Terrific Broth with Glycerol, Dehydrated Culture Media, 500mL Pouch HDI-C8159

Artikelname	CulGenex Terrific Broth with Glycerol, Dehydrated Culture Media, 500mL Pouch
Artikelnummer	HDI-C8159
Hersteller Artikelnummer	C8159
Alternativnummer	HDI-C8159
Hersteller	Hardy Diagnostics
Kategorie	Humandiagnostik