

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Mouse Transferrin ELISA Kit ICL-E-90TX

Artikelname	Mouse Transferrin ELISA Kit
Artikelnummer	ICL-E-90TX
Hersteller Artikelnummer	E-90TX
Alternativnummer	ICL-E-90TX-1
Hersteller	ICL
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	ELISA
Spezies Reaktivität	Mouse
Detektionsbereich	3.125 ng/ml - 100 ng/ml
Formulierung	Sandwich ELISA