

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Phosphatase Inhibitor Cocktail II (100* DMSO) TGM-C0003

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Phosphatase Inhibitor Cocktail II (100* DMSO) |
| Artikelnummer | TGM-C0003 |
| Hersteller Artikelnummer | C0003 |
| Alternativnummer | TGM-C0003-1MLX10,TGM-C0003-1MLX50,TGM-C0003-1MLX100,TGM-C0003-1ML |
| Hersteller | TargetMol |
| Kategorie | Biochemikalien |
| Produktbeschreibung | It is easy for the proteins to be degraded or dephosphorylated during in vitro extraction procedure, which could cause an inaccurate result of protein expression detection. Therefore, adding protease inhibitors or phosphatase inhibitors into the extr... |